

# Centurion 300

## Esteira ergométrica

A resistência e a leveza do alumínio, aliadas ao moderno design, colocam a Centurion 300 em um novo patamar de esteiras para uso médico. Desenvolvida para realização de teste de esforço ou cardiopulmonar, é a única esteira do mercado com saída USB nativa, permitindo controle automático digital. Suporta pacientes com até 200Kg e tem uma das maiores áreas de voo da categoria, inclinação de 0 a 26% com velocidade máxima de 18 km/h, 220V / 60Hz. Possui sistema de fricção reduzida em sua cinta, extinguindo assim a necessidade de lubrificação.



■ **Integrado com ErgoPC**

■ **Integrado com Ergo PC Air**

■ **Integrado com Ergo PC Elite Air**

■ **Registro - Anvisa**

■ **Garantia de 1 ano**  
3 meses de garantia para os acessórios

Tamanho do kit: (70 x 240 x 240) mm | Peso: 1,5kg

### Fazem parte da estrutura da Centurion 300:



01 eletrocardiógrafo  
ErgoPC Elite Air



01 eletrocardiógrafo  
ErgoPC Elite Air

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

### Sugestão de Nobreak para Esteira Centurion 300 (se necessário):

- ▶ Nobreak Onda Senoidal
- ▶ Potência: 5 KVA
- ▶ Voltagem de Entrada: 220V
- ▶ Voltagem de Saída: 220V

Sugerimos que a esteira seja ligada a um circuito isolado de rede elétrica com aterramento. A Esteira ergométrica Centurion 300 só é compatível com Ergo PC / Ergo PC Air / Ergo PC Elite.

Manual do Usuário da Centurion 300 disponível no site:  
[www.micromed.ind.br](http://www.micromed.ind.br)