

CARRO DE MEDICAMENTOS CP-500



CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS CP-500, marca *Ecafix-FUNBEC* construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epoxi, com 04 rodízios com movimento de 360 graus e freio em 02 rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras com divisões para o armazenamento de medicamentos. Tampo (mesa) superior em material sintético (polímero) liso, dividido em dois módulos. Bandeja giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos.

Acompanha os seguintes acessórios: Suporte (haste) para soro com altura ajustável, suporte lixeira, compartimento para manipuláveis e prancheta, base para acomodação de caixa para descartáveis e sistema de travamento lateral com fechadura e chave de segurança.

Dimensões: 450 x 740 x 1120 mm. **Peso:** 45 Kg. **Fabricação Nacional.**