

Micro Holter

A evolução que cabe na palma da sua mão

O Micro Holter Micromed é o menor gravador de holter da categoria, desenvolvido com a mais avançada tecnologia em monitoramento cardíaco.

Quando se trata de usabilidade e conforto, o tamanho realmente importa, e este equipamento foi cuidadosamente planejado com um design compacto e versátil, extremamente leve, pesando apenas 18g.

Com até três canais de ECG, o Micro Holter é a prova d'água (IP67) e sua tecnologia garante alta precisão e exames mais confiáveis, além de possuir diferenciais únicos que oferecem muito mais praticidade e conforto na rotina dos pacientes.



- ✓ **A prova d'água | Proteção IP67**
Resiste até 30 minutos submerso na água em profundidade de até 1m
- ✓ **Leve e compacto**
Peso 18g
- ✓ **Bateria interna recarregável de longa duração**
Sua bateria possui duração superior a 4 dias e dispensa uso de pilhas ou baterias externas (1h30 para 100% de carga)
- ✓ **Memória interna**
Dispensa o uso de cartão de memória
- ✓ **Função Autoskin**
Início de gravação automática ao detectar batimento cardíaco

- ✓ **Botão de eventos**
Para sinalização de sintomas
- ✓ **Integração com os softwares Micromed e Protocolo DICOM**
Analisador de Holter Nomad, Nomad Plus e Telemedicina Micromed
- ✓ **Gravação em 3 canais por até 72h**
- ✓ **Acessórios opcionais**
Base de carga individual
- ✓ **Certificado pela ANVISA**
Registro 10307279001

Seu Kit Micro Holter contém:



Dimensões do kit: (9L x 17C x 3,5A cm) | Peso: 0,100 kg

Use sempre acessórios originais. A utilização de acessórios paralelos pode comprometer o diagnóstico, vida útil do equipamento e ocasionar danos aos pacientes.

Requisitos mínimos do computador para utilização do Software Micromed

- Sistemas operacionais: Windows 8.1 ou Windows 10 Pro/Enterprise 32 e 64 bits (Utilizar somente Sistemas Operacionais Genuínos);
- Processador Intel i3, i5 ou i7 – Processadores de outras marcas e/ou modelos não são homologados para esse software;
- Memória RAM (mínima de 4 GB);
- HD de 500GB ou superior;
- Resolução mínima: 1024 x 768 pontos — o sistema possibilita a visualização dos sinais em um único monitor colorido de alta resolução;
- Estabilizador ou Nobreak de 600 VA para impressora jato de tinta ou de 1,2 KVA para impressoras laser;

- Portas USB: 1 porta para o cabo de conexão do gravador Micro Holter.

Os requisitos listados garantem o pleno funcionamento do software. No caso de utilização de outros softwares ou soluções no mesmo hardware, entre em contato para receber as orientações sobre as especificações recomendadas.

Não garantimos o funcionamento no sistema operacional IOS. Máquinas virtuais ou simuladores do Windows podem comprometer a performance do software.

Manual do Usuário e o Software do Micro Holter disponíveis no site: www.micromed.health