

ECAFIX[®]

FUNBEC

CARRO DE TRANSPORTE E SUPORTE MODELO CP-100



NOVO CARRO DE TRANSPORTE E SUPORTE CP-100, Indicado para Cardioversores, Desfibriladores, Eletrocardiógrafos e Eletromédicos em geral. Ideal para clínica, consultório, pronto socorro, posto médico, enfermaria, centro cirúrgico e UTI.

Fabricado com chapas metálicas, coluna em aço, bandejas superior e inferior em aço, cesto para acessórios em aço, puxador tubular, acabamento através de pintura eletroestática em pó, possui 04 rodízios de 075mm em gel, com giro de 360° com freios nos frontais. Este novo modelo é desmontável, dando mais praticidade no transporte.

Itens inclusos: 01 manual de montagem, 01 jogo de parafusos, 01 jogo chave allen (3mm,4mm,5mm), 01 suporte para o ECG-12s PC (Opcional), 01 suporte para Cabo Paciente e Gel (Opcional).

Dimensões do produto: 65 cm (L) x 50 cm (P) x 94 cm (A)

Bandeja: 38 cm (L) x 33 cm (P)

Cesta: 31 cm (L) x 12,5 cm (P) x 12 cm (A)

Peso do Líquido: 13 Kg

Dimensões da embalagem: 82 cm (L) x 54 cm (P) x 24 cm (A)

Peso Bruto: 14 Kg

Fabricação Nacional.

Transform Tecnologia de Ponta Ltda
Rua Camacam 141, Vila Anastácio, São Paulo, SP - CEP 05095-000
☎ (11) 3832-9998, (11) 3522-9998 / 📱 (11) 5239-7269

✉ vendas@ecafix.com.br

🌐 www.ecafix.com.br

Fabricante:

TRANSFORM