

DESFIBRILADOR DF-04 B



DESFIBRILADOR DF 04-B, marca *Ecafix-FUNBEC*.

Gabinete, portátil, em caixa de material sintético de alto impacto, com alça de transporte e compartimento para a fixação das pás. Alimentação em rede elétrica de 110-220 volts com chaveamento automático e bateria interna recarregável.

Desfibrilador, bifásico, com dispositivo de sincronismo com monitor externo (não incluso) para cardioversão. Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e demais funções. Jogo de pás (eletrodos de desfibrilação) externo intercambiáveis para uso adulto e infantil. Possibilidade de uso de pás internas adulto ou infantil, seleção automática da escala de energia (alta ou baixa) de acordo com o jogo de pás utilizado, comando pelas pás externas de seleção, carga e descarga da energia. 02 escalas com 08 opções de energia selecionáveis (01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules, para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil e 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules, para desfibrilação externa adulto). Tempo máximo de carga de 6 segundos. Circuito de “anula carga” automático, que cancela a energia selecionada após 45 segundos, ou manual, através de tecla no painel. Dispositivo de teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para ao menos 150 disparos, quando em plena carga.

Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Jogo de Pás externas adulto/infantil intercambiáveis, 01 Manual de Instruções.

Dimensões: 30 x 30 x 20 cm. **Peso** aproximado: 4,9 Kg.

Fabricação Nacional.

Registro: 80332620016