

VINNO V6^{VET}

Leve, Ultra Fino, Ultra Preciso



O VINNO 6 é um sistema de imagem versátil e portátil que fornece resultados rápidos, imagens nítidas e medições precisas.

Com apenas 3,5 Kg possui um sistema super leve, fluxo de trabalho simplificado e configuração flexível para diversas soluções clínicas como medicina de emergência, anestesiologia, gerenciamento da dor, cuidados intensivos e musculoesquelético.



LED

Monitor LED
15" ajustável



Armazenamento
SSD de 250GB



Configuração padrão

Plataforma RF inovadora (melhor resolução e definição);
Monitor LED 15" com ajuste de ângulo;
Sistema operacional Windows;
Painel com teclas retroiluminadas interativas;
Tela touch screen 8" ultrasensível;
Armazenamento de 250GB SSD;
Uma porta de sonda ativa;
Portas USB, LAN, DVI;
Modos: B, B/M, B/BC, 2B, 4B, M, PW, CFM, PDI, DPDI;
Duplex, Triplex;
Auto Frequência (Modo B e Doppler);
Auto Inverte (direção de fluxo e Doppler);
Auto Trace (PW/CW);
Medição automática do volume da bexiga;
TView (imagem trapezoidal);
VFusion (Imagem composta);
VSpeckle (filtro de redução de ruídos);
VSharpen (constraste de borda);
Zoom RF e imagem em tela cheia;
SGC (compensação de ganho lateral);
Otimização automática (Modo B e Doppler);
Harmônica de pulso invertido;
Easy Compare (fácil comparação de imagem);
Gerenciamento de dados do paciente;
Pacote de medidas e anotação;
Body mark (marca de corpo);
Tensão de entrada bivolt automático;
Software e manual em Português.

Configuração opcional

Radiologia/Vascular:

Elastografia, Pview (imagem panorâmica em tempo real), Aprimoramento de Agulhas, VTissue (processamento avançado de imagens), Auto Folículo 2D.

Cardiologia:

Stress Echo, MAM (Modo M multiângulo), TD, TVI, M, TVM, Color, CWD, Auto EF (medida automática da fração de ejeção), Strain Rate, ECG, Pacote completo de medição cardíaca.

Tecnologia 3D/4D:

MCut (exibição tomográfica), Magic Cut (corte mágico), Free View (Visão livre), 3D/4D em HQ (alta qualidade), Modo de Inversão, Cálculo inteligente do volume em 3D, Auto Folículo 3D, Função Smart Touch 3D/4D, Free 3D (sonda linear).

Conectividade:

DICOM 3.0, Flyinsono (VCloud), FTP, WiFi, Bluetooth (necessário adaptador).

Hardware:

Carrinho de transporte com 2 ou 3 portas ativas, Adaptador Wireless, Adaptador Bluetooth, Teclado, DVD-RW Externo, Pedal USB, Aquecedor de Gel Externo, Guia de Biópsia, Tecnologia 5D (HQ), Maleta de transporte com trava de segurança.

Opção de Transdutores:

Convexo F2-5C, Linear F4-12L, Micro convexo G4-9M, Setorial G1-4P, Setorial Pediátrico G3-10P, Transdutor linear de alta frequência 23Mhz X10-23L, Transdutor setorial de cristal único S1-6P, Linear Transretal G4-12LV.

V6 VET

