

## Eletrocardiógrafo Digital de Repouso Wincardio

### + **Agilidade e Qualidade** **do Traçado**

As 12 derivações possuem filtros de alta qualidade **para eliminar flutuações e interferências elétricas e musculares**, garantindo um traçado de melhor qualidade.

A análise do traçado oferece maior visibilidade em uma única página. Os cabos blindados contribuem para uma **maior precisão e durabilidade, oferecendo o melhor sinal da categoria.**



# eletrocardiógrafo Digital de Repouso Wincardio



## Benefícios e Vantagens

- **12 derivações** com filtros que proporcionam **mais qualidade** no traçado
- Durabilidade por meio de **cabos blindados**
- **+ Gerenciamento** de informações, registros e exames
- Possibilidade de gravar 1 canal de ritmo junto com o ECG
- **Fácil utilização** (impressão em papel comum e armazenamento virtual infinito dos exames)
- Possibilidade de **Módulo HES** (comercializado a parte)
- **Cálculo** do intervalo QT (equações de **Bazett** e **Fridericia**)
- Gravação do **intervalo RR** e **ritmo cardíaco** simultâneos
- Possibilidade de **integração** com **telemedicina** e **DICOM**

Tamanho do Kit:  
(140x240x240)mm | Peso: 1,5Kg

Seu Kit Wincardio contém:



01 eletrocardiógrafo  
Wincardio USB  
(15 x 110 x 130) mm  
(A x L x P)



01 cabo de  
comunicação USB



01 cabo paciente  
10 vias (DB-15)



# Laude a qualquer hora e lugar!

## + agilidade e liberdade com:



Tráfegos de exames em menos de 1 minuto



+ liberdade, com laudos customizáveis



+ praticidade, com medidas automáticas no uso do módulo HES.

## + segurança com:



Destaque visual para emergências ou SLA comprometido



Dados criptografados



Tecnologias que atendem a LGPD e a políticas internas de segurança da informação

